

## Erste Hilfe von SÖHNGEN®

### Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften:

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	DIN 13157	DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1	
	51 bis 300 Beschäftigte		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich	1	
	1 bis 20 Beschäftigte	1	1
Baustellen	21 bis 100 Beschäftigte		1
	je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich	1	1
	1 bis 10 Beschäftigte	1	
	11 bis 50 Beschäftigte		1
	je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich		1

Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

### Markenprodukte von SÖHNGEN®

#### Erste-Hilfe-Koffer

- ABS-Kunststoff in orange
- Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht
- Zwei gleich große Kofferschalen
- Inneneinteilung verstellbar
- Transparente Abdeckplatten
- Leichtgängige Drehverschlüsse
- Verstärkter Tragegriff
- Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe
- Beschriftung und Farbpiktogramme

#### Verbandschrank

- Stahlblech in weiß
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- Verstellbare Einlegeböden
- Klappbares Ablagetableau

### Markenprodukte von SÖHNGEN®

- 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellungsdatum bei unbeschädigter Verpackung
- 90 Jahre Erfahrung in den Bereichen Erste Hilfe, Notfallmedizin und Wundversorgung
- Marken-Qualität made in Germany
- Große Sortimentsvielfalt
- Alles aus einer Hand
- Schneller Lieferservice
- Kompetente und umfassende Beratung
- Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen
- Koffer mit 5 Jahren Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile
- Füllungen u.a. mit Marken-Verbandstoff aluderm® mit aluminiumbedampfter Wundauflage



## DIN 13157

### Erste-Hilfe-Koffer SN-CD

- Füllung DIN 13157
- Maße: 310 x 210 x 130 mm



Art.-Nr	Typ	Preis in €
30 01 138	Koffer SN-CD	55,00

### Verbandschrank HEIDELBERG

- Füllung DIN 13157
- Maße: 302 x 362 x 140 mm
- Eintürig, ein Einlegeboden



Art.-Nr	Typ	Preis in €
50 01 001	Schrank HEIDELBERG	49,00

### Verbandkasten KIEL orange

- Füllung nach DIN 13157
- Maße: 260 x 160 x 80 mm
- Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff
- Mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Innen mit Extra-Tray für Kleinteile



Art.-Nr	Typ	Preis in €
30 03 045	Verbandkasten KIEL orange	17,50

### Füllung DIN 13157

Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Ohne Abb.

Art.-Nr	Typ	Preis in €
30 03 018	Füllung DIN 13157	14,00

## DIN 13169

### Erste-Hilfe-Koffer MT-CD

- Füllung DIN 13169
- Maße: 400 x 300 x 150 mm



Art.-Nr	Typ	Preis in €
30 01 155	Koffer MT-CD	99,00

### Verbandschrank PARIS

- Füllung DIN 13169
- Maße: 402 x 462 x 112 mm
- Eintürig
- 2 Einlegeböden



Art.-Nr	Typ	Preis in €
50 01 006	Schrank PARIS	79,00

### Füllung DIN 13169

Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13169 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Ohne Abb.

Art.-Nr	Typ	Preis in €
30 03 008	Füllung DIN 13169	31,00


# Rescue and Sanitation Room Equipment

## Patient Transport and other Rescue Transport Means

- a) In workplaces with large spatial extensions, rescue transport means must be available at several easily accessible locations.
- b) Other rescue transport means must be available if a stretcher is not or only difficult to set up. These include, e.g., shovel stretchers, sled stretchers, rescue blankets, vacuum mattresses, etc.

### Stretcher 2x foldable

- Dimensions: 2.302 x 556 x 137 mm
- Folded dimensions: 1.040 x 130 x 180 mm



- According to DIN 13024
- Seamless Aluminium four-sided profiles
- Lockable steel joints
- Handgrips retractable
- Patient safety straps with quick releases
- Covering made of coated chemical fiber fabric: easy to care, disinfectable, rust-resistant
- With head cushion bag and four casters

Art.-Nr	Beschreibung	Preis in €
06 01 005	Krankentrage 2x klappbar	148,00

## Sanitation Rooms / First Aid Rooms

According to § 6 Workplace Ordinance in connection with § 25 BGI A1, in dependence on the risk assessment, suitable inventory, first aid material, rescue equipment, care material and rescue devices and rescue transport means must be maintained.

### ANBAUSAFE for Stretcher 2x foldable

Content:

- Stretcher 2x foldable
- SÖHNGEN<sup>®</sup> rescue seat and -rescue blanket
- First aid kit with filling according to DIN 13157
- Two Orion-Reflex All-purpose protection covers
- Flashlight with red/green color filter

- Dimensions: 1.120 x 490 x 200 mm
- Quality fine sheet, electrostatically grounded and powder-coated in orange
- Safety cylinder lock
- Emergency keyhole with glass cover in fire alarm principle in the door center
- Identification by embossed labeling and color graphics



Art.-Nr	Beschreibung	Preis in €
05 01 051	ANBAUSAFE für Krankentrage 2x klappbar	556,00

## Restroom

Appropriate beds are required according to Workplace Ordinance (ArbStättV), Workplace Regulation (ASR) and the requirements of the Maternity Protection Act.



### Restroom

- Resting surface: 2.000 x 700 mm
- Resting height: 500 mm
- Carrier plate 22 mm thick, with ventilation holes, high load capacity, formaldehyde-free
- Upholstery made of quality foam, 40 mm
- Upholstery made of reinforced synthetic leather in black: durable, easy to care, dirt-repellent
- Multi-stage adjustable headrest
- Frame construction from steel four-sided profiles, white powder-coated
- Rolling device integrated into the frame for doctor's table

### Wall-mounted Restroom

- See description Restroom
- Incl. wall mounting pair made of steel, electrostatically white powder-coated, each with screw, mounting holes and safety pin



Art.-Nr	Beschreibung	Preis in €
60 01 124s	Ruheraumliege	249,00
60 01 224s	Wandklapp-Ruheraumliege - waagrecht klappbar	299,00

# Erste-Hilfe-Zusatzausstattung

## Verbandbuch DIN A5

### Verbandbuch

Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach BGV A1/GUV A1 § 24 IV Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten.



- Mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen

Art.-Nr	Beschreibung	Preis in €
80 01 008	Verbandbuch DIN A5	5,00

## Erste-Hilfe-Anleitung Plakatform

### Anleitung zur Ersten Hilfe

Ergänzt den Aushang Erste Hilfe BGI 510-1 und -2 und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe im Betrieb. Ausführliche Informationen beinhaltet das Handbuch zur Ersten Hilfe BGI 829.



- Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- Plakatform Kunststoff nach BGI 510-2

Art.-Nr	Beschreibung	Preis in €
80 01 034	Erste-Hilfe-Anleitung Plakat	14,00

## SafePoint PLUS Hygiene- und Infektionsschutz-Station

Einmalige Anschaffung, einfach an der Wand befestigen und bedarfsgerecht nachfüllen, die Einzelartikel können bequem nachbestellt werden.

Inhalt:


- 1 Flasche Sterillium Virugard Hände-desinfektion 1.000 ml inkl. Dosierpumpe
- 1 Flasche Manusept basic Hände-desinfektion 1.000 ml inkl. Dosierpumpe
- 1 Packung Einmal-Mundschutzmasken á 50 Stk., 3-lagig nach DIN EN 14683
- 1 Packung Latex-Schutzhandschuhe á 100 Stk., mittel, leicht gepudert
- 1 Packung Vinyl-Schutzhandschuhe á 100 Stk., groß, leicht gepudert
- 1 Packung Nitril-Schutzhandschuhe á 100 Stk., klein, puderfrei



Art.-Nr	Typ	Preis in €
10 05 269	SafePoint PLUS Hygiene- und Infektionsschutz-Station	156,00

## Pflaster-Spender Cederroth incl. Refill 6444 und Refill 6036

- Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden
- Spender gefüllt mit Grundausrüstung (Refill 6444 und 6036)
- Austausch und Nachfüllen nur mit Spezial-schlüssel
- Maße: 220 x 52 x 115 mm
- Refill 6444 = 40 Pflaster-Strips – elastisch  
24 St. 7,2 x 1,9 cm  
16 St. 7,2 x 2,5 cm
- Refill 6036 = 45 Pflaster-Strips – wasserfest  
27 St. 7,2 x 1,9 cm  
18 St. 7,2 x 2,5 cm



Art.-Nr	Typ	Preis in €
10 09 070	Pflaster-Spender Cederroth - gefüllt	21,80
10 09 444	Refill 6444 für Pflaster-Spender	5,80
10 09 036	Refill 6036 für Pflaster-Spender	4,80

## Erste Hilfe SCHULE XS-XXL

Verbandstoff-Füllung SCHULE XS-XXL, quantitativ entsprechend DIN 13169. Mit SÖHNGEN® Markenverbandstoffen.

- Maße: 400 x 300 x 150 mm



Art.-Nr	Typ	Preis in €
03 50 109	Erste Hilfe SCHULE XS-XXL	120,00

## Sterile Verbandstoffe

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung **20 Jahre haltbar** ab Herstellungsdatum - so entfallen aufwändige Kontroll- und Austauschaktionen.



# BESTELLSCHEIN

Bitte fotokopieren + einsenden



per Fax: **0511-89 95 97 74**  
per Post: MEDICALIS Medizintechnologie GmbH  
Wohlenbergstr. 5  
D-30179 Hannover

Bitte tragen Sie Ihre  
Kundennummer ein!

--	--	--	--	--	--	--	--

per E-Mail: info@medicalis.de

Stempel / Datum / Unterschrift

## Rechnungsanschrift

Firma	
Name	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	

## Lieferanschrift (falls von Rechnungsanschrift abweichend)

Firma	
Name	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	

Artikel-Nr.	Stück	Typ	Einzelpreis	Gesamtpreis

Die Preise sind gültig bis 31.12.2012 und verstehen sich in EURO/St. zuzügl. MwSt., Produkt- und Preisänderungen vorbehalten!  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEDICALIS Medizintechnologie GmbH.