

Lone Star wurde als möglichst einfacher Wundspreizer konzipiert und ist heute ein komplettes Retraktorsystem.

Die unterschiedlichen Retraktoren lassen sich zusammen mit den elastischen Wundhaken flexibel an die anatomischen Gegebenheiten anpassen.


Für unterschiedliche chirurgische Einsatzbereiche stehen Ihnen passende Retraktoren zur Verfügung:

- Allgemeinchirurgie
- Urologie
- Gynäkologie
- plastische Chirurgie
- Hand-/Fußchirurgie

Lone Star-Retraktoren sind aus Kunststoff zum 1x-Gebrauch oder als wiederverwendbare Modelle (NR-Stahl oder Aluminium) erhältlich.



Lone Star Retraktorsystem



Retraktorrahmen in verschiedenen Formen und Größen

- erlauben körpergerechte Anpassung an das Operationsgebiet
- gewährleisten korrekten Gewebeszug in jede Richtung

Klemmkarben im Rahmen

- erlauben stufenlose und zuzugenaue Fixierung der Wundhaken

Universelles System für viele Indikationen

- bietet flexible Retraction ohne Behinderung des OP-Personals
- kann eine haltende Assistenz einsparen

Retraktorrahmen zum 1x-Gebrauch

Artikel	Ø (cm)	Stück/VE	Kat.-Nr.
Lone Star-Retraktorsystem			
NR-Stahlretraktoren, wiederverwendbar:			
Retraktor, rund, mit Gelenk	27,5 x 18,4	1	2200
Retraktor, rund, mit Gelenk	16,4 x 11,6	1	2201
Kunststoffretraktoren, 1x-Gebrauch:			
Retraktor mit Gelenk	23,5 x 12,2	1*	3301G
Retraktor mit Gelenk	21,2 x 12,2	1*	3302G
Retraktor mit Gelenk	30,6 x 19,2	1*	3304G
Retraktor mit Gelenk	14,2 x 14,2	1*	3307G
Retraktor mit Gelenk	28,5 x 19,0	1*	3308G
Retraktor mit Gelenk	19,0 x 9,0	1*	3309G
Retraktor mit Gelenk	25,0 x 25,0	1*	3310G

*einzeln steril verpackt